

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	02/06/2020	02/06/2021
1.0	12/12/2021	12/12/2022
2.0	12/06/2022	12/06/2023
2.0	12/06/2023	12/06/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a sistemática para a limpeza e desinfecção de equipamentos e instrumentos do Laboratório Souza Arêas, atendendo aos requisitos de regulamentações para Laboratório Clínico.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
4.2. PQ015 – Biossegurança
4.3. PQ041- Descarte de Resíduos e Rejeitos
4.4. FR002- Limpeza e manutenção de equipamentos e instrumentos
4.5. FR004- Limpeza e manutenção de estufas banho maria
4.6. FR022- Limpeza e manutenção de Microscópio
4.7. FR023- Limpeza e desinfecção de bancada
4.8. FR054- Limpeza de Centrífuga
4.9. ITS007- Descarte de Resíduos e Rejeitos

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



- 5.1. Limpeza: é o conjunto de ações para a remoção de sujeiras e detritos, com a finalidade de manter em estado de asseio e limpeza os materiais.
- 5.2. Desinfecção: é o processo de destruição (sem eliminação total) de agentes infecciosos em forma vegetativa existentes em superfícies inertes, mediante a aplicação de meios físicos ou químicos.
- 5.3. Esterilização: é o processo de destruição ou eliminação total de todos os microrganismos na forma vegetativa e esporulada, através de agentes físicos ou químicos.
- 5.4. Autoclavação: é o processo usado para esterilização, por via úmida dos materiais do laboratório, através do equipamento autoclave.
- 5.5. Descontaminação: procedimento que elimina ou reduz agentes tóxicos ou microbianos a um nível seguro em relação à transmissão de infecção ou outras doenças adversas.
- 5.6. Lavagem: é o conjunto de procedimentos usados para a descontaminação e remoção dos resíduos e sujeiras nos materiais do laboratório, e deixá-los prontos para uso.

6. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS:

6.1. LAVAGEM DE MATERIAL REUTILIZAVEL (frasco de urina):

- 6.1.1. diariamente ou semanalmente.
- 6.1.2. Deixar o material em repouso no Hipoclorito de Sódio diluído a 1% (água sanitária) por aproximadamente 2 horas até a lavagem do material.
- 6.1.3. Lavar o material com água corrente e detergente enzimático com ajuda de uma escova própria até a remoção de todos os resíduos internos e externos.
- 6.1.4. Enxaguar internamente e externamente.
- 6.1.5. Deixar em repouso em local seco e arejado em temperatura ambiente para secagem.

6.2. ESTUFA:

- 6.2.1. Semestralmente.
- 6.2.2. Desligar a estufa e aguardar o resfriamento.
- 6.2.3. Limpar todo o interior com solução de hipoclorito de sódio a 1%.
- 6.2.4. Limpar todo o interior com álcool a 70% e deixar secar.

6.3. REFRIGERADORES E FREEZEERES:

- 6.3.1. Trimestralmente.
- 6.3.2. Retirar os materiais do freezer (ou refrigerador) e coloca-los em outro freezer ou colocar em caixa de isopor com gelox.
- 6.3.3. Desligar o freezer (ou refrigerador) e aguardar o descongelamento.
- 6.3.4. Limpar todo interior com água e sabão, enxaguar bem e secar.

6.3.5. Limpar todo interior com álcool a 70% e deixar a secar.

6.3.6. Ligar o freezer (ou refrigerador) e deixar atingir a sua temperatura pré-determinada para repor os materiais.

6.4. CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA:

6.4.1. Superfície interna.

6.4.1.1. Antes e após cada procedimento; painel frontal e superfície externa e laterais: semanalmente ou sempre que necessário

6.4.2. Superfície interna superior e inferior:

6.4.2.1. Limpar com álcool 70% e deixar secar.

6.4.3. Painel frontal:

6.4.3.1. Limpar com um papel toalha ligeiramente umedecido em água.

6.4.3.2. Secar com papel toalha.

6.5. CENTRÍFUGAS:

6.5.1. no mínimo semanalmente.

6.5.2. Limpar centrífuga por dentro e por fora com um pano limpo ou papel toalha umedecido com hipoclorito de sódio a 1% (água sanitária diluída).

6.5.3. Em seguida passar pano úmido com água para retirada do Hipoclorito por dentro e por fora.

6.5.4. Limpar por dentro e por fora com papel toalha umedecido com álcool 70% para desinfecção.

6.5.5. Retirar as caçapas da centrífuga semanalmente e deixar de molho no Hipoclorito de Sódio 1% 5 minutos.

6.5.6. Lavar com água e sabão em seguida.

6.5.7. Deixar secar.

6.5.8. Observação: Caso ocorra a quebra de algum tubo e após contaminação com material biológico, aguardar a sua parada da centrífuga para abrir a tampa. Os pedaços de vidro devem ser retirados com o auxílio de luvas e pinças e descartados em caixas de lixo perfuro-cortante. As caçapas da centrífuga contaminados são mergulhados em solução de hipoclorito de sódio a 1% ou álcool a 70% e depois lavados com água e sabão e secados.

6.6. AUTOCLAVE:

6.6.1. Quinzenalmente ou sempre que for usada.

6.6.2. Antes de iniciar a limpeza, verificar se o equipamento está desligado da tomada e "frio".

6.6.3. Para limpeza da caldeira usar detergente neutro, logo após enxaguar, esperar a câmara secar e passar um pano embebido em álcool 70% para desinfecção da caldeira.

6.6.4. Usar detergente neutro para limpeza do cesto. Em seguida, enxaguar, espera secar e passar um pano embebido de álcool 70% para desinfecção.

6.6.5. Limpar a parte externa do equipamento e a resistência elétrica quinzenalmente ou sempre que necessário com álcool 70%

6.7. MICROPIPETAS:

6.7.1. Limpar com gaze ou papel toalha descartável levemente embebido com álcool a 70%.

6.8. PIPETAS VOLUMÉTRICAS E DE WESTERNGREEN DE VIDRO:

6.8.1. Deixar o material em repouso no Hipoclorito de Sódio diluído a 1% (água sanitária) por aproximadamente 2 horas até a lavagem do material.

6.8.2. Lavar o material com água corrente e detergente enzimático até a remoção de todos os resíduos internos e externos.

6.8.3. Enxaguar internamente e externamente com água corrente.

6.8.4. Deixar o material em repouso na água deionizada por aproximadamente 1 hora para retirada de todo resíduo químico da água corrente.

6.8.5. Deixar em repouso em local seco e arejado em temperatura ambiente para secagem.

6.9. MICROSCÓPICOS:

6.9.1. Limpeza externa diária no início e após o final da rotina ou utilização:

6.9.1.1. Qualquer procedimento de limpeza deve ser realizado com o equipamento desligado.

6.9.1.2. O exterior dos equipamentos deve ser limpo sempre que necessário com um pano macio, ligeiramente umedecido em água com sabão neutro ou álcool 70%. Nunca utilizar solvente e nem instrumentos duros e pontiagudos para a limpeza;

6.9.1.3. A mesa deve ser limpa regularmente com álcool 70% para fins de desinfecção preventiva e corretiva quando necessário.

6.9.1.4. As lentes oculares e objetivas devem ser limpas com gaze, swab ou papel higiênico macio embebidos em álcool isopropílico. Em hipótese alguma utilizar acessórios rígidos ou pontiagudos para realizar a limpeza das oculares e objetivas.

6.9.1.4.1. A objetiva de 100x deve receber cuidados especiais e ser limpa imediatamente após o uso com uma gaze ou papel higiênico macio seco, seguida de um embebido em álcool isopropílico a fim de remover todos os resíduos de óleo de imersão. A presença de óleo na lente da objetiva é prejudicial ao bom funcionamento do equipamento ao longo do tempo.

6.9.1.5. O foco de luz deve ser limpo também, utilizando álcool isopropílico, assim como o condensador e diafragma.

6.9.1.6. Se o equipamento não estiver em uso, recomenda-se cobrir o mesmo com uma capa para evitar acúmulo de poeira. Mesmo desativado, a limpeza deve ser realizada, entretanto o período entre os procedimentos pode ser maior.

6.9.2. Limpeza interna:

- 6.9.2.1. Quando necessário, utilizando swabs embebidos em álcool isopropílico, deve-se limpar o interior das objetivas, removendo-as cuidadosamente do canhão.
- 6.9.2.2. As objetivas também podem ser limpas utilizando um swab com álcool isopropílico, caso a limpeza externa não melhore os resultados de visualização. Para isso elas podem ser cuidadosamente desparafusadas do tambor.
- 6.9.2.3. As oculares também podem ser limpas periodicamente ou sempre que necessário, em sua parte interna, utilizando um swab embebido com álcool isopropílico.
- 6.9.2.4. Para limpeza especializada dos outros componentes internos, recomenda-se a solicitação da assistência técnica especializada.

6.10. BANHO MARIA:

- 6.10.1. Semanalmente ou sempre que necessário.
- 6.10.2. Na parte externa do equipamento, utilizar um pano úmido com Hipoclorito de Sódio a 1%, em seguida passar um pano úmido limpo para retirada do hipoclorito. Passar papel toalha com álcool 70% em toda superfície externa do equipamento.
- 6.10.3. Desconecte o equipamento da rede de eletricidade.
- 6.10.4. Aguarde o completo esfriamento do equipamento.
- 6.10.5. Retire a lente, o termômetro, a água do Banho-Maria e o fundo falso.
- 6.10.6. Passe um pano úmido com hipoclorito de sódio a 1%, logo após um pano úmido limpo para retirada do hipoclorito e depois um papel toalha com álcool 70% para desinfecção.

6.11. CAIXA TÉRMICA DE TRANSPORTE:

- 6.11.1. Semanalmente ou sempre que necessário.
- 6.11.2. Antes de iniciar a limpeza, utilize os EPIs necessários: Luvas descartáveis (nitrílicas ou de látex), Avental impermeável, Máscara cirúrgica ou PFF2 e Óculos de proteção (se houver risco de respingos).
- 6.11.3. Retire todos os resíduos sólidos da caixa (embalagens, etiquetas, absorventes descartáveis).
- 6.11.4. Se houver vazamento, absorva com papel-toalha e descarte em recipiente adequado para resíduos biológicos.
- 6.11.5. Utilize água morna e detergente neutro para remover sujidades visíveis.
- 6.11.6. Esfregue com esponja ou escova de cerdas macias para evitar danos na superfície interna.
- 6.11.7. Enxágue abundantemente com água corrente.
- 6.11.8. Opções de desinfetantes recomendados:
 - 6.11.8.1. Hipoclorito de sódio 0,5% (para desinfecção geral).
 - 6.11.8.2. Álcool 70% (se a caixa for compatível com álcool).
 - 6.11.8.3. Solução de peróxido de hidrogênio 0,5-1% (opção menos corrosiva).
- 6.11.9. Aplique o desinfetante com um pano limpo ou borrifador.
- 6.11.10. Deixe agir por 10 a 15 minutos para garantir a eficácia.

- 6.11.11. Enxágue com água destilada ou filtrada (se necessário).
- 6.11.12. Seque a caixa térmica com um pano limpo e seco ou deixe secar ao ar.
- 6.11.13. Armazene a caixa em um local limpo e seco, com tampa entreaberta para evitar proliferação de fungos.
- 6.11.14. Mantenha um registro da limpeza, incluindo:
- 6.11.14.1. Data e horário.
 - 6.11.14.2. Nome do responsável pela limpeza.
 - 6.11.14.3. Produto utilizado para desinfecção.
 - 6.11.14.4. Observações sobre danos ou necessidade de substituição.

6.12. EQUIPAMENTOS EM GERAL:

- 6.12.1. Com um pedaço de papel toalha ou pano macio, limpa-se suavemente a superfície externa do equipamento com álcool 70% (limpeza realizada semanalmente).

7. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR002- Manutenção de equipamento	Setor da Área técnica e Setor da Limpeza	Supervisor da Garantia da Qualidade	Sala de Arquivo morto	SIL e papel	5 anos
FR0018- Controle de esterilização em autoclave	Setor da Área técnica e Setor da Limpeza	Supervisor da Garantia da Qualidade	Sala de Arquivo morto	SIL e papel	5 anos
FR023-Limpeza e desinfecção de bancada	Setor da Área técnica e Setor da Limpeza	Supervisor da Garantia da Qualidade	Sala de Arquivo morto	SIL e papel	5 anos
FR050- Limpeza de centrífuga	Setor da Área técnica e Setor da Limpeza	Supervisor da Garantia da Qualidade	Sala de Arquivo morto	SIL e papel	5 anos

8. ANEXOS:

8.1. Não se aplica