

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	02/06/2020	02/06/2021
1.0	12/12/2021	12/12/2022
2.0	12/06/2022	12/06/2023
2.0	12/06/2023	12/06/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a sistemática para a coleta, identificação, distribuição, separação, conservação, estocagem, descarte e critérios de rejeição de amostras biológicas do Laboratório Souza Arêas, seguindo aos requisitos de regulamentações para Laboratório Clínico da RDC 978.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção
☒	Coleta

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
- 4.2. PQ002 – Exames
- 4.3. PQ011 – Laboratório de Apoio
- 4.4. PQ015 – Biossegurança
- 4.5. PQ023 – Armazenamento de Material Biológico
- 4.6. PQ036 – Transporte de Material Biológico
- 4.7. PQ041- Descarte de Resíduos e Rejeitos
- 4.8. FR001- Controle de temperatura
- 4.9. FR021- Coleta e recebimento de materiais biológicos
- 4.10. ITS007- Descarte de Resíduos e Rejeitos

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



- 5.1. Laboratório de Apoio: laboratório que executa exames em amostras enviadas por outros laboratórios
- 5.2. Exame: conjunto de procedimentos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos realizados nos pacientes e/ou em suas amostras e aplicados a saúde humana.
- 5.3. Exame terceirizado: exame em que a parte analítica é realizada em um Laboratório de Apoio.
- 5.4. Cadastro do Paciente: conjunto de dados que identifica o paciente, suas amostras e os exames a serem realizados.
- 5.5. Planilha de Trabalho: sistema de informação originário do cadastro do paciente, que objetiva definir os exames a serem realizados e onde podem ser feitos os registros dos resultados.
- 5.6. Material: qualquer espécime, biológico ou não, relacionado ao paciente.
- 5.7. Amostra: porção (ões) do material destinado (s) ao exame

6. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS:

6.1. Coleta de amostras biológicas realizadas pelo cliente (Fezes, urina, escarro, secreções):

6.1.1. Identificação:

- 6.1.1.1. No caso de coleta de materiais biológicos pelo próprio paciente/cliente devem ser fornecidas as instruções antes da coleta, de acordo com a ITS004 – Instruções de coleta de material biológico pelo paciente/cliente. A amostra biológica é identificada no momento da entrega pelo paciente com uma etiqueta contendo nome e código do paciente, data da coleta e o tipo de exame. É preenchido o formulário FR021- De controle de coleta e recebimento de materiais biológicos, assinado pelo paciente.

6.1.2. Armazenamento:

- 6.1.2.1. O armazenamento da amostra é feito pelo próprio paciente em um refratário de plástico próprio localizado na recepção.
- 6.1.2.2. No caso do esperma, o paciente colhe em uma sala especial, em seguida avisa a recepção e um dos responsáveis pela Área Técnica recolhe o material.

6.1.3. Transporte:

- 6.1.3.1. É informado pela recepção a presença de material biológico para área técnica, que será recolhido pelo profissional da área técnica, imediatamente.

6.1.4. Separação:

- 6.1.4.1. Os materiais são devidamente distribuídos aos setores responsáveis para darem andamento ao exame.

6.1.5. Preservação da amostra:

- 6.1.5.1. As amostras são mantidas em temperatura ambiente e devem ser feitas dentro de 30 minutos a 1 hora para que não haja degradação da amostra. Em casos os quais não se podem ser realizados imediatamente, são conservados em geladeira até o momento da preparação, sendo estável por até 24 horas.

6.1.6. Descarte da amostra:

- 6.1.6.1. As amostras após a sua análise elas são imediatamente descartadas na sala de expurgo em seu local apropriado.

6.2. Coleta de amostra biológicas pelo laboratório (sangue venoso)

6.2.1. Identificação:

- 6.2.1.1. De acordo com os exames a serem realizados pelo cliente/paciente, constantes em seu cadastro, separar e identificar os materiais com etiqueta previamente impressas pela recepção, na frente do cliente. Deve ser preenchido o formulário FR021- De controle de coleta e recebimento de materiais biológicos, assinado pelo coletador responsável pela coleta e pelo paciente. Em caso de dúvida deve-se consultar o ITS001- Coleta de Amostra Biológico pelo Colaborador.

6.2.2. Armazenamento:

- 6.2.2.1. Após a identificação e a coleta do material biológico, os tubos são colocados na vertical em uma estante para tubos, dentro de um refratário de plástico na sala de coleta.
- 6.2.2.2. Em casos de exames como Vitamina B12, Ácido Fólico e Bilirrubina total e frações, os tubos são vedados com papel alumínio ou utilizado tubo âmbar para não entrarem em contato com a luz e não degradarem os componentes a serem analisados.

6.2.3. Transporte:

- 6.2.3.1. A cada meia hora/uma hora o coletador ou outro profissional (da área técnica) deve levar os materiais coletados para o setor de triagem dentro do refratário de plástico, nunca nas mãos dos funcionários ou nos bolsos.

6.2.4. Separação:

- 6.2.4.1. As amostras de sangue para obtenção de soro ou plasma devem ser mantidas em temperatura ambiente, com os tubos na posição vertical, para retração do coágulo, antes da centrifugação; posteriormente devem ser centrifugadas de 10 a 15 minutos a 2.500 r.p.m.

6.2.4.2. Após centrifugação, o soro ou plasma são encaminhados para os setores responsáveis ou então conservados em geladeira ou freezer, de acordo com as instruções do Manual da Coleta, para análise posterior.

6.2.4.3. As amostras que não necessitam de centrifugação (hemograma) devem ser encaminhadas diretamente para o setor.

6.2.5. Estocagem:

6.2.5.1. Após a realização dos exames, os soros ou plasmas são conservados no refrigerador (4 a 8°C) ou congelador (-15 a -20°C), de 1 a 10 dias conforme a estabilidade dos analitos.

6.2.5.2. Exames hematológicos (tubo roxo) são armazenados no refrigerador durante 7 dias e desprezados no lixo de risco biológico.

6.2.5.3. Exames de coagulação (tubo azul) depois de realizado, devem ser desprezados no dia seguinte da coleta, ou em casos específicos, devem ser congelados (-15 a -20°C) e feito no dia seguinte, em seguida, desprezados.

6.2.5.4. Exames Imunológicos, quando positivos, devem ser guardados por 5 anos em Eppendorf no congelador (-15 a -20°C), e exames imunológicos quando negativos, devem ser armazenados por 1 ano, para futuras confirmações.

6.2.6. Descarte da amostra:

6.2.6.1. As amostras após a sua análise e seu prazo de armazenamento, são descartadas na sala de expurgo em seu local apropriado (sacos de lixo para material biológico – leitoso).

6.3. Coleta de amostra biológicas pelo laboratório (citologia, secreção vaginal)

6.3.1. Identificação:

6.3.1.1. De acordo com os exames a serem realizados pelo cliente/paciente, constantes em seu cadastro, separar e identificar os materiais com etiqueta previamente impressa, identificar as lâminas com as iniciais do paciente. Deve ser preenchido o formulário FR021- De controle de coleta e recebimento de materiais biológicos, assinado pelo coletador responsável pela coleta e pelo paciente. Em caso de dúvida deve-se consultar o ITS001- Coleta de Amostra Biológico pelo Colaborador.

6.3.1.2.

6.3.1.3. No caso da citologia, é preenchido um formulário pelo coletador de "Requisição para exame" contendo informações como nome do paciente, idade, data da última menstruação, uso de D.I.U, uso de anticoncepcional ou hormônios, dados clínicos, cirurgia ginecológica, etc.

6.3.2. Armazenamento:

- 6.3.2.1. Na lâmina de citologia, após a identificação e a confecção do material biológico, aplicar imediatamente sobre o esfregaço um spray “fixador celular” (à uma distância de 20cm, uma camada do fixador sobre todo material) e acondicionar a dentro de um porta-lâminas (frasco citologia fornecido pelo Laboratório de Apoio) já identificado.
- 6.3.2.2. As lâminas de secreção vaginal (bacterioscopia e exame a fresco) são colocadas na horizontal em um refratário de plástico localizado na “sala de coleta especial” (coleta ginecológica) e o swab contendo a secreção é colocado em um tubo de plástico contendo soro fisiológico.

6.3.3. Transporte:

- 6.3.3.1. O responsável pela coleta, leva o refratário de plástico contendo a amostra para Área Técnica para o setor responsável.

6.3.4. Separação:

- 6.3.4.1. As amostras de citologia são identificadas com as etiquetas do Laboratório de Apoio
- 6.3.4.2. As secreções vaginais vão para o setor de Urinálise.

6.3.5. Estocagem:

- 6.3.5.1. As lâminas de citologia são armazenadas em um porta-lâminas que são colocadas em suporte de isopor de porta-lâminas em temperatura ambiente, aguardando o Laboratório de Apoio.
- 6.3.5.2. As lâminas de secreções vaginais são armazenadas por uma semana (7 dias) em temperatura ambiente em caixas específicas.

6.3.6. Descarte da amostra:

- 6.3.6.1. As amostras após a sua análise e seu prazo de armazenamento, são descartadas na sala de expurgo em seu local apropriado (sacos de lixo para material biológico – leitoso).

6.4. Materiais enviados para o Laboratório de Apoio:

6.4.1. Identificação:

- 6.4.1.1. Os exames a serem enviados são separados e colocados em tubos de transporte fornecido pelo Laboratório de Apoio, devidamente identificados com nome do paciente, código de barras, siglas dos exames solicitados, tipo de armazenamento (refrigerado ou congelado) e data da coleta.

6.4.2. Armazenamento:

6.4.2.1. Deverão armazenados na geladeira ou freezer ou em temperatura ambiente, de acordo com as especificações de cada exame no “help de exames” nos sites do Laboratório de Apoio ou na etiqueta de cada tubo.

6.4.2.2. Alguns Laboratórios de Apoio exigem que determinados tipos de amostras sejam armazenados em sacos específicos de “congelados” ou “refrigerados” para aguardar o envio.

6.4.3. Transporte:

6.4.3.1. O transporte de amostra, dos Laboratórios de Apoio, é feito por motoristas (do próprio laboratório de apoio), habilitados e treinados, que assinam o formulário FR061 – Formulário de Controle de Envio de Material Biológico para Laboratórios de Apoio, sendo enviados em caixa térmica com termômetro, em carros identificados de “risco biológico” e com o selo da empresa terceirizada.

6.4.4. Separação:

6.4.4.1. O sangue a ser enviado é separado dos demais;

6.4.4.2. Em seguida, os tubos de transporte são devidamente etiquetados

6.4.4.3. Transferir a amostra do tubo de coleta para os tubos de transporte com pipeta volumétrica de acordo com a especificação da etiqueta

6.4.4.4. Separar em sacos de transportes, devidamente etiquetados com a etiqueta da empresa a ser enviada.

6.4.5. Estocagem:

6.4.5.1. Os tubos a serem enviados ao Laboratório de apoio são estocados na geladeira de amostras (2° a 8° Celsius) ou no freezer (consultar o “help de exames” de cada laboratório).

6.4.6. Descarte da amostra:

6.4.6.1. As amostras após o envio para o laboratório de apoio, o mesmo se encarrega de estocar as amostras pelo período de 7 dias e depois, são descartadas na sala de expurgo em seu local apropriado (sacos de lixo para material biológico – leitoso).

6.5. Coletas realizada nos postos de coleta e hospital:

6.5.1. Identificação:

6.5.1.1. A solicitação dos exames é feita pelo Hospital ou pelo médico requisitante, onde são enviadas informações necessárias para o cadastro do paciente no posto de coleta.

6.5.1.2. As etiquetas dos exames do paciente são previamente impressas e enviadas juntamente com os materiais para coleta.

6.5.1.3. Ao chegar no hospital ou no posto de coleta, os dados do paciente são confirmados do cadastro com o documento do paciente e efetuado a coleta do paciente.

6.5.2. Armazenamento:

6.5.2.1. O armazenamento deve ser feito em caixa térmica, devidamente preparada com gelox pelo Laboratório.

6.5.2.2. São anotadas as temperaturas de transporte no formulário de controle de temperatura de transporte.

6.5.3. Transporte:

6.5.3.1. As amostras coletadas no hospital ou no posto de coleta são transportadas ao laboratório em caixa térmica, devidamente monitorada a temperatura de transporte pelo transportador.

6.5.4. Separação:

6.5.4.1. As amostras de citologia são identificadas com as etiquetas do Laboratório de Apoio.

6.5.4.2. As secreções vaginais vão para o setor de Urinálise.

6.5.5. Descarte da amostra:

6.5.5.1. As amostras após a sua análise elas e seu prazo de armazenamento, são descartadas na sala de expurgo em seu local apropriado (sacos de lixo para material biológico – leitoso).

7. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR021 – Coleta e Recebimento de Materiais Biológicos	Supervisores da recepção, coleta e profissionais de nível superior.	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto

8. ANEXOS:

8.1. Não se aplica