

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	13/07/2021	13/07/2022
2.0	12/07/2022	12/07/2023
2.0	15/07/2023	15/07/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização do equipamento de Autoclave vertical, a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da qualidade
4.2. PQ002- Exames
4.3. PQ004- Equipamentos e instrumentos
4.4. PQ005- Qualificação de fornecedores
4.5. PQ016- Lavagem e esterilização de materiais
4.6. PQ041- Descartes de resíduos e rejeitos
4.7. PQ042- Microbiologia
4.8. ITS002- Limpezas e desinfecções

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões

Cargo: Gerente da Qualidade

Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas

Cargo: Diretor

Data: 07/07/2026



- 4.9. ITS012- Controle de temperatura
- 4.10. PQQUA010- Manutenção de Equipamentos
- 4.11. PQQUA011- Calibração de equipamentos
- 4.12. LT002- Lista de Equipamentos
- 4.13. LT003- Lista de fornecedores qualificados

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. Não se aplica

6. DESCRIÇÃO:

- 6.1. **Código do equipamento (nº patrimônio):** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.2. **Marca:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.3. **Modelo:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.4. **Nº de Série:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.5. **Localização:** Esterilização
- 6.6. **Descrição de funcionalidade:** A autoclave é um aparelho muito utilizado em laboratórios para esterilização de materiais contaminados. O processo de autoclavagem consiste em manter o material contaminado em contato com um vapor de água em temperatura elevada, por um período de tempo suficiente para matar todos os microorganismos.

7. INSTRUÇÕES DE USO:

7.1. Iniciando o equipamento

- 7.1.1. Ligar o equipamento bifásico a uma chave com fusíveis, verificando antes, a voltagem na placa do equipamento.

7.2. Uso de controles

- 7.2.1. O controle interno do equipamento é feito através de controladores químicos colocados dentro da autoclave.

7.3. Operação de rotina

- 7.3.1. Abrir a tampa e colocar água na caldeira até cobrir o descanso do cesto.
- 7.3.2. Introduzir o material a ser esterilizado dentro de um saco próprio, devidamente fechado.

- 7.3.3. Fechar a tampa, apertando bem e por igual, os manipuladores.
- 7.3.4. Abrir o registro e ligar a chave elétrica localizada a direita na parte inferior do equipamento no calor “máximo”, verificando, antes, que não falte água, para evitar avarias.
- 7.3.5. Aguardar a saída do vapor no bico do registro e em seguida, fechá-lo;
- 7.3.6. Atingida a pressão de trabalho, passar a chave elétrica em calor “médio” para manter a pressão.
- 7.3.7. Deixar por aproximadamente 30 minutos nesta fase.

7.4. Operação de desligamento do equipamento

- 7.4.1. Terminando o tempo de esterilização, desligar da corrente elétrica
- 7.4.2. Abrir o registro.
- 7.4.3. Esperar o manômetro (relógio que mede pressão) localizado em cima do equipamento voltar a “0” – ZERO
- 7.4.4. Em seguida abrir a tampa.

8. CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

- 8.1. A calibração do equipamento é responsabilidade da assistência técnica especializada, realizada com uma frequência anual conforme contrato, ou sempre que for necessário para ação corretiva do equipamento.
- 8.2. A verificação da efetividade e estabilidade da calibração atual é realizada pelo registro e análise na FR018- Formulário de Controle de Esterilização de Autoclave, que é feita através de uma fita crepe à base de celulosa, tinta termorreativa, estireno butadieno, resinas acrílicas e adesivo à base de borracha natural, sendo utilizada no fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave.
- 8.3. A fita da autoclave deve ser utilizada apenas como indicador de que o material foi submetido às condições do processo de esterilização a vapor. Apresenta-se na cor bege com listas amarelas diagonais, que se tornam marrons intensas após a esterilização

9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

- 9.1. Fazer a limpeza interna da caldeira e dos cestos e suporte sempre que for utilizada.

9.2. Limpeza diária

- 9.2.1. Não se aplica

9.3. Limpeza semanal

- 9.3.1. Antes de iniciar a manutenção, verifique se o equipamento está desligado da rede elétrica. Realizar a limpeza apenas com o equipamento “frio”.
- 9.3.2. Para a limpeza da caldeira usar sabão neutro, detergente neutro e pano umedecido. Após enxague, secar a câmara e passar um pano embebido em álcool 70% para desinfecção da caldeira.
- 9.3.3. Quando houver dificuldade para remover incrustações, usar esponja ou escova macia de fibras sintéticas ou vegetais.
- 9.3.4. Para limpeza do cesto recomenda-se a utilização de produtos apropriados para a limpeza tais como sabão neutro, detergente neutro e pano umedecido. Após enxague, secar e passar um pano embebido em álcool 70% para desinfecção.
- 9.3.5. ATENÇÃO: Nunca utilizar palha ou esponja de aço para efetuar a limpeza da caldeira, pois os resíduos depositados na superfície polida poderão contaminar a mesma favorecendo o processo de corrosão.
- 9.3.6. Limpar o gabinete externo quinzenalmente ou sempre que necessário com álcool 70% a fim de retirar resíduos de sujeira que possam estar depositados na parte externa do equipamento.
- 9.3.7. Limpar a resistência elétrica com álcool 70%
- 9.3.8. Nunca devem ser usadas ferramentas pontiagudas para colocar ou remover a vedação da caldeira.

9.4. Descarte de resíduos

- 9.4.1. O descarte dos materiais esterilizados é feito através do lixo contaminado (saco de lixo branco).

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

- 10.1. Entrar em contato com empresa terceirizada para eventuais problemas.

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

- 11.1. Anualmente a manutenção e calibração do equipamento é feita por uma empresa terceirizada, devidamente qualificada pelo Laboratório, para calibrar e aferir os instrumentos de controle e indicação.

12. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR002- Limpeza e Manutenção de	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

Equipamento		Garantia da Qualidade			
FR005- Qualificação de fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR018- Controle de esterilização em autoclave	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
LT002- Lista de equipamentos	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
LT003- Lista de Fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

13. ANEXOS:

13.1. Manual do usuário