

Instrução de Trabalho

Contador hematológico

Código:
ITE007
Versão:
3.0
Página:
1 de 4

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	13/07/2021	13/07/2022
2.0	12/07/2022	12/07/2023
2.0	15/07/2023	15/07/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização do equipamento contador hematológico, a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
4.2. PQ002- Exames
4.3. PQ004- Equipamentos e instrumentos
4.4. PQ005- Qualificação de fornecedores
4.5. ITS002- Limpezas e desinfecções
4.6. ITS011- Plano de Contingência
4.7. ITA035- Hemograma
4.8. PQQUA010- Manutenção de Equipamentos

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



- 4.9. PQQUA011- Calibração de equipamentos
- 4.10. LT002- Lista de Equipamentos
- 4.11. LT003- Lista de fornecedores qualificados

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. Não se aplica

6. DESCRIÇÃO:

- 6.1. **Código do equipamento (nº patrimônio):** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.2. **Marca:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.3. **Modelo:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.4. **Nº de Série:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.5. **Localização:** hematologia
- 6.6. **Descrição de funcionalidade:** o contador Hematológico, tem a função de facilitar a contagem diferencial absoluta e relativa dos leucócitos, facilitando assim a contagem microscópica diferencial observada na leitura em extensão sanguínea em lâmina na objetiva.

7. INSTRUÇÕES DE USO:

7.1. Iniciando o equipamento

- 7.1.1. Ligar o equipamento na rede elétrica 110v conforme indicação do fabricante, observando a conexão por nobreaks ou estabilizadores aos quais estiver conectado;
- 7.1.2. Acionar a chave de força do equipamento localizada na parte anterior esquerda através do botão preto.
- 7.1.3. Ao lado direito do botão da chave de força localiza-se o botão de zerar a contagem.

7.2. Operação de rotina

- 7.2.1. Após o aparelho ligado item 7.1, no mecanismo giratório parte frontal esquerda do aparelho coloca-se o número total de leucócitos observado no aparelho ABX Pentra 60 ou contagem manual em câmara de Neubauer. O operador iniciará assim a contagem diferencial dos leucócitos em lâmina, apertando as teclas indicando (basófilo, eosinófilo, metamielócito, bastonetes, segmentados, linfócitos, monócitos).

Instrução de Trabalho

Contador hematológico

Código:
ITE007
Versão:
3.0
Página:
3 de 4

7.2.2. O operador irá contar um número diferencial de 100 leucócitos, até ser observada com um sinal sonoro indicando o fim da contagem.

7.2.3. Com o botão final indicado como monócitos o operador deverá clicar até visualizar todas as contagens absoluta e relativa no painel digital anterior frontal, podendo assim finalizar zerando o aparelho item 7.1.3.

7.3. Operação de desligamento do equipamento

7.3.1. O Operador deverá zerar o aparelho ao lado direito do botão da chave de força, após zerar deverá desligar a chave de força na parte frontal anterior e desconectar o aparelho da rede elétrica.

7.4. Informações adicionais podem ser encontradas no Manual de Instruções do equipamento, disponível no setor.

8. CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

8.1. A calibração do equipamento é responsabilidade da assistência técnica especializada, realizada com uma frequência anual conforme contrato, ou sempre que for necessário para ação corretiva do equipamento.

9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

9.1. Limpeza semanal

9.1.1. Qualquer procedimento de limpeza deve ser realizado com o equipamento desligado.

9.1.2. O exterior dos equipamentos deve ser limpo sempre que necessário com um pano macio, ligeiramente umedecido em água com sabão neutro ou álcool 70%. Nunca utilizar solvente e nem instrumentos duros e pontiagudos para a limpeza;

9.1.3. Se o equipamento não estiver em uso, recomenda-se cobrir o mesmo com uma capa para evitar acúmulo de poeira. Mesmo desativado, a limpeza deve ser realizada, entretanto o período entre os procedimentos pode ser maior.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

10.1. Consultar os respectivos manuais de instruções dos equipamentos disponíveis na área técnica.

10.2. Persistindo o problema, avisar o serviço de manutenção contratada.

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

11.1. A manutenção preventiva é realizada anualmente pela empresa Ancal terceirizada pelo laboratório.

12. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR002- Limpeza e Manutenção de Equipamento	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR005- Qualificação de fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR008- CIQ de hematologia	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
LT002- Lista de equipamentos	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
LT003- Lista de Fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

13. ANEXOS:

13.1. Manual do usuário