

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	13/07/2021	13/07/2022
2.0	12/07/2022	12/07/2023
2.0	15/07/2023	15/07/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização do equipamento de marcação de tempo Cronômetro, a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da qualidade
4.2. PQ004- Equipamentos e instrumentos
4.3. PQ005- Qualificação de fornecedores
4.4. PQ029- Plano de Contingência
4.5. ITS002- Limpezas e desinfecções
4.6. ITS010- Qualificação de fornecedores e apoio
4.7. PQQUA010- Manutenção de equipamentos
4.8. PQQUA011- Calibração de equipamentos

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões

Cargo: Gerente da Qualidade

Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas

Cargo: Diretor

Data: 07/07/2026



4.9. LT002- Lista de E. equipamentos

4.10. LT003- Lista de fornecedores qualificados

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

5.1. Não se aplica

6. DESCRIÇÃO:

6.1. **Código do equipamento:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento

6.2. **Marca:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento

6.3. **Modelo:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento

6.4. **Nº de Série:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento

6.5. **Localização:** Área Técnica

6.6. **Descrição de funcionalidade:** O Cronômetro Cronobio é um cronômetro padrão capaz de marcar o tempo através de contagem regressiva, marca data e hora e pode ser utilizado para marcação fragmentada de tempo. Utilizado para cronometrar tempos de reação de análises em diversas situações dentro da área onde se encontra

7. INSTRUÇÕES DE USO:

7.1. Iniciando o equipamento

7.1.1. O aparelho se estiver com bateria funcional, encontra-se pronto para uso, não sendo necessária nenhuma ação para ligá-lo.

7.2. Uso de controles

7.2.1. Não aplicável

7.3. Técnicas de manuseio

7.3.1. **Modo cronômetro:** Pressione o botão “MODE” (botão do meio) para entrar no modo cronômetro. Se este não estiver exibindo 0:00, pressione o botão “START” para parar a contagem atual em seguida pressione “SET” para reiniciar o cronômetro. Então pressione “START” para iniciar uma nova contagem e “STOP” para parar. Pressione “SET” para reiniciar.

- 7.3.2. Modo de cronômetro duplo:** No modo cronômetro, pressione “START” para iniciar o cronômetro. Pressione o “SET” novamente e será exibida a contagem atual e esta continuará. Para parar pressione “STOP” e “SET” para reiniciar o cronômetro.
- 7.3.3. Mostrar o tempo do cronômetro duplo:** Pressione o “START” para iniciar a contagem e “SET” para mostrar a primeira contagem. Pressione “START” novamente para parar a segunda contagem em paralelo e então pressione o “SET” para ver esta segunda contagem.
- 7.3.4. Mostrar calendário, dia da semana e alarme:** a partir o modo relógio pressione “START” para visualizar o mês, e o dia e o dia da semana. Pressione “SET” para visualizar o horário do alarme. Para ligar/desligar o alarme pressione “SET” e “STANDARD” e um bipe será ouvido, mostrando se o alarme foi ligado/desligado. Um ícone também é exibido na parte superior direita da tela, caso o alarme esteja ativo.
- 7.3.5. Ajuste de horário e data:** a partir do modo relógio pressione “MODE” três vezes seguidas. Os segundos do horário piscarão e estes poderão ser ajustados pressionando “START”. Pressionando “SET” é selecionado respectivamente: minutos, hora, mês dia do mês, dia da semana. Segurando “START” a seleção corre rapidamente. Note que para o ajuste da hora, ao se dar a volta em um dia, o modo de exibição mudará entre 24h/AM PM.
- 7.3.6. Ajuste do alarme:** A partir do modo relógio pressione “MODE” duas vezes seguidas. A hora do modo alarme piscará e poderá ser ajustada pressionando o botão “START”. Para ajustar os minutos pressiona-se “SET” e o ajusta com “START”. Para retornar ao modo relógio pressiona-se “MODE”.

7.4. Operação de desligamento do equipamento

- 7.4.1.** O equipamento não possui operação de desligamento. Ele permanece em prontidão para uso o tempo todo.

8. CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

- 8.1.** Para checar a calibração: Analisar de acordo com um relógio se o cronometro está correndo no mesmo tempo que o relógio, analisando os minutos e os segundos.
- 8.2.** A calibração do equipamento é responsabilidade da assistência técnica especializada, realizada com uma frequência anual conforme contrato, ou sempre que for necessário para ação corretiva do equipamento.

9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

9.1. Limpeza diária

- 9.1.1.** Com um pedaço de papel absorvente ou pano macio, limpa-se suavemente a superfície do equipamento com álcool 70%

9.2. Troca de baterias

9.2.1. Utilizando uma chave de fenda do tipo "philips", remove-se a parte traseira do equipamento para ter acesso à bateria esgotada. Substitui-a por uma nova e realiza-se o aparafusamento novamente para fechar o equipamento.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

10.1. Não se aplica

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

11.1. Anualmente, feita pela empresa terceirizada autorizada pelo fabricante do equipamento.

12. CONTROLE DE REGISTRO:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR002- Manutenção de equipamentos	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR005- Qualificação de fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

13. ANEXOS:

13.1. Não se aplica