

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	13/07/2021	13/07/2022
2.0	12/07/2022	12/07/2023
2.0	15/07/2023	15/07/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização do Monitor de Pressão Arterial Automático, a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
4.2. PQ004- Equipamentos e instrumentos
4.3. PQ005- Qualificação de fornecedores
4.4. ITS002- Limpezas e desinfecções
4.5. ITS010- Qualificação de fornecedores e apoio
4.6. PQQUA010- Manutenção de equipamentos
4.7. PQQUA011- Calibração de equipamentos
4.8. LT002- Lista de Equipamentos

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões

Cargo: Gerente da Qualidade

Data: 07/07/2026

Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas

Cargo: Diretor

Data: 07/07/2026

4.9. LT003- Lista de fornecedores qualificados

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

5.1. Não se aplica

6. DESCRIÇÃO:

6.1. **Código do equipamento (nº patrimônio):** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento

6.2. **Marca:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento

6.3. **Modelo:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento

6.4. **Nº de Série:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento

6.5. **Localização:** Sala de coleta

6.6. **Descrição de funcionalidade:** O monitor detecta o movimento do sangue pela artéria braquial e converte em uma leitura digital.

7. INSTRUÇÕES DE USO:

7.1. Iniciando o equipamento

7.1.1. Confirmar se a pilha do equipamento está na parte traseira do monitor.

7.1.2. Certifique-se de que o plugue macho do tubo de ar da braçadeira esteja corretamente conectado ao monitor.

7.2. Uso de controles

7.2.1. Não se aplica

7.3. Operação de rotina

7.3.1. Primeiramente deve-se colocar a braçadeira de modo que esta fique na altura do coração.

7.3.2. Em seguida, pressiona-se o botão START/STOP (Iniciar/Parar) e todos os símbolos aparecerão na tela. A braçadeira começa a inflar automaticamente. À medida que a braçadeira infla, o monitor determina automaticamente o nível ideal de inflação.

7.3.3. Para suspender a inflação ou a medição, pressione o botão START/STOP e o monitor suspenderá o enchimento, desinflando a braçadeira, e desligará.

7.3.4. A inflação para automaticamente e inicia-se a medição. Ao retirar a braçadeira, aparecem números na tela em ordem decrescente e o Indicador de hipertensão pisca.

7.3.5. Quando a medição estiver concluída, a braçadeira esvazia completamente. Aparecem a pressão arterial e a pulsação (na parte inferior do monitor).

7.4. Operação de desligamento do equipamento

7.4.1. O monitor será desligado automaticamente após cinco minutos.

7.4.2. Ou deve-se pressionar o botão START/STOP para desligar o monitor.

7.5. Informações adicionais podem ser encontradas no Manual de Instruções do equipamento, disponível no setor.

8. CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

8.1. A calibração do equipamento é responsabilidade da assistência técnica especializada, realizada com uma frequência anual conforme contrato, ou sempre que for necessário para ação corretiva do equipamento.

9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

9.1. Limpeza diária

9.1.1. Não se aplica

9.2. Limpeza semanal

9.2.1. Limpar o monitor com um pano seco e macio

9.2.2. Limpar a braçadeira com pano úmido com cuidado.

9.3. Troca de reagentes

9.3.1. Não se aplica

9.4. Descarte de resíduos

9.4.1. Não se aplica

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

PROBLEMA	CAUSAS E SOLUÇÕES
Não há alimentação elétrica. Não aparece nenhum símbolo no visor do aparelho	Substitua as quatro pilhas por pilhas novas. Verifique a instalação e o posicionamento das polaridades das pilhas. O monitor não tem a finalidade de ser um dispositivo para diagnóstico
Os valores da medição parecem ser muito altos ou muito baixos	A pressão arterial varia constantemente. Muitos fatores, como o stress, horário da medição, a forma como a braçadeira é colocada, podem afetar sua pressão arterial. Consulte as seções "Antes de medir a pressão" e "como medir a pressão" no Manual de Instrução do equipamento disponível no setor.

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

11.1. A manutenção preventiva do equipamento é feita anualmente por empresa autorizada, especializada em calibração e devidamente qualificada.

12. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR002- Manutenção de equipamentos	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR005- Qualificação de fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

13. ANEXOS:

13.1. Não se aplica