

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	13/07/2021	13/07/2022
2.0	12/07/2022	12/07/2023
2.0	15/07/2023	15/07/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização do equipamento de marcação de tempo Cronômetro, a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da qualidade
4.2. PQ004- Equipamentos e instrumentos
4.3. PQ005- Qualificação de fornecedores
4.4. PQ029- Plano de Contingência
4.5. ITS002- Limpezas e desinfecções
4.6. ITS010- Qualificação de fornecedores e apoio
4.7. PQQUA010- Manutenção de equipamentos
4.8. PQQUA011- Calibração de equipamentos

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



- 4.9. LT002- Lista de E. equipamentos
- 4.10. LT003- Lista de fornecedores qualificados

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. Não se aplica

6. DESCRIÇÃO:

- 6.1. **Código do equipamento (nº patrimônio):** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.2. **Marca:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.3. **Modelo:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.4. **Nº de Série:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.5. **Localização:** Sala de Coleta
- 6.6. **Descrição de funcionalidade:** O Cronômetro Cronobio é um cronômetro padrão capaz de marcar o tempo através de contagem regressiva, marca data e hora e pode ser utilizado para marcação fragmentada de tempo. Utilizado para cronometrar tempos de reação de análises em diversas situações dentro da área onde se encontra

7. INSTRUÇÕES DE USO:

- 7.1. Para iniciar a contagem no cronometro aperte o botão “verde” (“Start”)
- 7.2. Para pausar a contagem aperte o botão “vermelho” (“stop”)
- 7.3. Para zerar, aperte o botão “preto”

8. CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

- 8.1. Para checar a calibração: Analisar de acordo com um relógio se o cronometro está correndo no mesmo tempo que o relógio, analisando os minutos e os segundos.
- 8.2. A calibração do equipamento é responsabilidade da assistência técnica especializada, realizada com uma frequência anual conforme contrato, ou sempre que for necessário para ação corretiva do equipamento.

9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

- 9.1. Limpeza

9.1.1. Com um pedaço de papel absorvente ou pano macio, limpa-se suavemente a superfície do equipamento com álcool 70%

9.2. Troca de baterias

9.2.1. Utilizando uma chave de fenda do tipo "philips", remove-se a parte traseira do equipamento para ter acesso à bateria esgotada. Substitui-a por uma nova e realiza-se o aparafusamento novamente para fechar o equipamento.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

10.1. Não se aplica

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

11.1. Anualmente, feita pela empresa terceirizada autorizada pelo fabricante do equipamento.

12. CONTROLE DE REGISTRO:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR002- Manutenção de equipamentos	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR005- Qualificação de fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

13. ANEXOS:

13.1. Não se aplica