

Instrução de Trabalho

Agitador de Tubos

Código:
ITE018
Versão:
3.0
Página:
1 de 4

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	13/07/2021	13/07/2022
2.0	12/07/2022	12/07/2023
2.0	15/07/2023	15/07/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização do equipamento Agitador de Tubos Phoenix, a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
4.2. PQ002- Exames
4.3. PQ004- Equipamentos e instrumentos
4.4. PQ005- Qualificação de fornecedores
4.5. ITS002- Limpezas e desinfecções
4.6. ITA023- Exame de Análise Sedimentoscópica (EAS)
4.7. PQQUA011- Calibração de equipamentos
4.8. LT002- Lista de Equipamentos

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



4.9. LT003- Lista de fornecedores qualificados

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

5.1. Não se aplica

6. DESCRIÇÃO:

6.1. **Código do equipamento (nº patrimônio):** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento

6.2. **Marca:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento

6.3. **Modelo:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento

6.4. **Nº de Série:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento

6.5. **Localização:** Área Técnica

6.6. **Descrição de funcionalidade:** O agitador de tubos baseia-se no princípio primordial de rotação e agitação facilitando a homogeneização e suspensão das amostras em tubo para leitura microscópica da urina ou outros afins na rotina laboratorial.

7. INSTRUÇÕES DE USO:

7.1. Iniciando o equipamento

7.1.1. Ligar o equipamento na rede elétrica 110V conforme indicação do fabricante, observando a conexão por nobreaks ou estabilizadores aos quais estiver conectado;

7.1.2. Verificar se está na voltagem correta. O equipamento possui uma chave localizada na parte posterior onde deverá ficar sempre na chave 110V, que é a voltagem utilizada no laboratório e estará pronto para uso.

7.2. Operação de rotina

7.2.1. Na parte frontal do aparelho do lado esquerdo deverá ser escolhido o tipo de agitação: (1) que é a agitação contínua ou a (2) que é agitação periódica por pressão, sendo a segunda a selecionada.

7.2.2. Na parte frontal direita, deve selecionar a velocidade que deseja, que vai de 0 a 9. E estará pronto para uso.

7.2.3. O operador deverá pressionar o tubo no suporte superior circular e emborrachado do agitador, pressionando o tubo para baixo iniciará o mecanismo interno de agitação, ao retirar a pressão do tubo no suporte o agitador acionará o mecanismo interno de parada automática, podendo assim passar a homogeneizar o próximo tubo.

7.3. Operação de desligamento do equipamento

7.3.1. Ao término do uso do equipamento o operador deverá desligar o estabilizador se caso o aparelho possuir ou retirar a tomada direto da fonte de energia

8. CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

8.1. A calibração do equipamento é responsabilidade da assistência técnica especializada, realizada com uma frequência anual conforme contrato, ou sempre que for necessário para ação corretiva do equipamento.

9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

9.1. Limpeza semanal

9.1.1. Qualquer procedimento de limpeza deve ser realizado com o equipamento desligado.

9.1.2. O exterior dos equipamentos deve ser limpo sempre que necessário com um pano macio, ligeiramente umedecido em água com sabão neutro ou álcool 70%. Nunca utilizar solvente e nem instrumentos duros e pontiagudos para a limpeza;

9.1.3. Se o equipamento não estiver em uso, recomenda-se cobrir o mesmo com uma capa para evitar acúmulo de poeira. Mesmo desativado, a limpeza deve ser realizada, entretanto o período entre os procedimentos pode ser maior.

9.2. Descarte de resíduos

9.2.1. Quando ocorrer alguma quebra de tubos de vidro proveniente do uso do aparelho deverá ser esterilizado o local e os resíduos de vidraria descartados na caixa de descarte de perfurocortantes.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

10.1. Consultar os respectivos manuais de instruções dos equipamentos disponíveis na área técnica.

10.2. Persistindo o problema, contatar o serviço de manutenção contratada.

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

11.1. A manutenção preventiva é realizada anualmente pela empresa Ancal terceirizada.

12. CONTROLE DE REGISTROS:

Instrução de Trabalho

Agitador de Tubos

Código:
ITE018

Versão:
3.0

Página:
4 de 4

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
LT002- Lista de Equipamentos	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR005- Qualificação de fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

13. ANEXOS:

13.1. Não se aplica