

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	02/06/2020	02/06/2021
1.0	12/12/2021	12/12/2022
2.0	12/06/2022	12/06/2023
2.0	12/06/2023	12/06/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer como são realizados os procedimentos de limpeza e desinfecção de caixas de transporte de material biológico e hemocomponentes coletados nos postos de coleta e enviados ao Laboratório Souza Arêas, atendendo aos requisitos de regulamentações para Laboratório Clínico.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☐	Recepção
☒	Coleta

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
4.2. PQ002 – Exames
4.3. PQ011 – Laboratório de Apoio
4.4. PQ015 – Biossegurança
4.5. PQ023 – Armazenamento de Material Biológico
4.6. PQ036 – Transporte de Material Biológico
4.7. PQ041- Descarte de Resíduos e Rejeitos
4.8. FR001- Controle de temperatura
4.9. FR021- Coleta e recebimento de materiais biológicos
4.10. ITS007- Descarte de Resíduos e Rejeitos

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. Laboratório de Apoio: laboratório que executa exames em amostras enviadas por outros laboratórios
- 5.2. Exame: conjunto de procedimentos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos realizados nos pacientes e/ou em suas amostras e aplicados a saúde humana.
- 5.3. Exame terceirizado: exame em que a parte analítica é realizada em um Laboratório de Apoio.
- 5.4. Material: qualquer espécime, biológico ou não, relacionado ao paciente.
- 5.5. Amostra: porção (ões) do material destinado (s) ao exame

6. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS:

- 6.1. Dirigir-se ao expurgo;
- 6.2. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
- 6.3. Realizar a paramentação: máscara cirúrgica, óculos de segurança e luvas de procedimento;
- 6.4. Abrir a maleta de transporte;
- 6.5. Inspeccionar a maleta. Na presença de material orgânico, retirar o excesso com papel toalha;
- 6.6. Lavar toda a superfície interna da maleta com esponja não abrasiva embebida em água e sabão neutro;
- 6.7. Lavar toda a superfície externa da maleta com esponja não abrasiva embebida em água e sabão neutro;
- 6.8. Enxaguar abundantemente em água corrente;
- 6.9. Secar com pano multiuso limpo e seco;
- 6.10. Friccionar as superfícies da maleta com álcool 70INPM, em faixas paralelas, com movimentos em sentido único, longos e retos. Esperar secar espontaneamente;
- 6.11. Acondicioná-la em local apropriado (limpo);
- 6.12. Retirar as luvas de procedimento;
- 6.13. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
- 6.14. Retirar a máscara cirúrgica e os óculos de segurança. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);
- 6.15. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).

7. OBSERVAÇÕES:

- 7.1. As malas devem ser higienizadas antes e após o uso. Cada unidade deverá utilizar a sua maleta de transporte exclusiva para transporte de material biológico e hemocomponentes.
- 7.2. O expurgo não é recomendado para o acondicionamento.
- 7.3. Devido à exaustão do uso diário da esponja, recomenda-se trocá-la a cada 7 dias, ou antes caso necessário.

- 7.4. A maleta deve ser de polietileno ou similares, lavável, resistir à desinfecção e portar a identificação de "Materiais Biológicos e Hemocomponentes".
- 7.5. Deve-se manter uma maleta para o transporte de materiais biológicos e hemocomponente e outra para o transporte de amostras laboratoriais.
- 7.6. Verificar com frequência as condições da maleta, observando se existem rachaduras e/ou furos e solicitar a troca da mesma.
- 7.7. Orienta-se que os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro, secos com papel macio e/ou pano multiuso (sem friccionar o papel, para não danificar as lentes) e, apenas nos casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou se ocorrer projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve-se utilizar álcool 70INPM e, neste caso, deve-se utilizar luvas de procedimento no processo de lavagem e desinfecção dos óculos.

8. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR021 – Formulário de controle de coleta e recebimento de materiais biológicos	Supervisor e profissionais do setor de coleta	Supervisor da Garantia da Qualidade	Sala de Arquivo ativo e arquivo morto	SIL e papel	1 ano e 5 anos

9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

- 9.1. BRASIL. Portaria Nº 158, de 04 de fevereiro de 2016. Disponível em: < <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=37&data=05/02/2016> >. Acesso em: 03 de março de 2016.
- 9.2. BRASIL. Resolução RDC Nº 34, de 11 de junho de 2014. Disponível em: < http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/0fae1580484d56a5a53aa5bdc15bfe28/RDC_34_11_06_2014.pdf?MOD=AJPERES >. Acesso em: 03 de março de 2016.
- 9.3. Manual de vigilância sanitária sobre o transporte de material biológico humano para fins de diagnóstico clínico – Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 2015;
- 9.4. RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) nº 504, de 27 de maio de 2021;
- 9.5. RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) nº. 978, de 06 de junho de 2025;

10. ANEXOS:

10.1. Não se aplica