

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	02/06/2020	02/06/2021
1.0	12/12/2021	12/12/2022
2.0	12/06/2022	12/06/2023
2.0	12/06/2023	12/06/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

Estabelecer diretrizes para o controle de temperatura ambiente, geladeiras, congeladores, caixas térmicas, estufas e banho-maria utilizados exclusivamente para armazenamento de reagentes/controles/calibradores e material biológico, de modo a preservar a característica do produto. Padronizar os procedimentos para a limpeza e degelo das geladeiras e congeladores, seguindo aos requisitos de regulamentações para Laboratório Clínico.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção
☒	Coleta

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
- 4.2. PQ007- Reagentes
- 4.3. PQ015 – Biossegurança
- 4.4. PQ023- Armazenamento de material biológico
- 4.5. PQ037- Planejamento e Controle de Atividades Técnicas
- 4.6. ITE002- Banho Maria
- 4.7. ITE004- Termômetro digital
- 4.8. ITE016- Estufa microbiológica

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. N/A

6. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



Instrução de Trabalho

Controle de Temperatura

- 6.1. Na análise das temperaturas no laboratório clínico as temperaturas deverão ser observadas através de termômetros digitais que possuem medição de temperatura média, máxima e mínima.
- 6.2. O colaborador deverá fazer a leitura pelo menos uma vez ao dia e anotar na planilha de registro de temperatura FR001 e observar até o final de sua jornada de trabalho já que os termômetros não possuem nenhum sinal sonoro de aviso de alteração de temperatura.
- 6.3. Em transporte em caixa térmica deve-se efetuar a leitura da temperatura no momento da saída do posto de coleta e na chegada ao laboratório Souza Áreas e registrar no formulário de temperatura de transporte.
- 6.4. As geladeiras, congeladores, estufas e banho maria só devem permanecer abertos para retirar ou colocar amostras, manter as portas e tampas abertas o menor tempo possível e então fechar imediatamente para com isto manter a temperatura sob baixa oscilação com exceção do banho maria que deve ficar aberto durante o uso e ser tampado logo após para que se mantenha a temperatura desejada.
- 6.5. No acondicionamento de materiais devem ser observados as seguintes condições:
 - 6.5.1. **Caixa térmica de transporte:** aclimatar a caixa térmica de transporte acondicionando gelox em seu interior aguardar alguns minutos, resetar o termômetro e aguardar estabilizar entre 2°C e 8°C assim estará pronto para transporte e relatar a temperatura na FR001 da caixa térmica na saída e na chegada da coleta externa.
 - 6.5.2. **Refrigeradores:** Nos refrigeradores, o operador deverá manter a temperatura interna entre 2°C e 8°C estabilizando a temperatura através do relógio interno de temperatura no interior da geladeira e relatar a temperatura na FR001.
 - 6.5.3. **Congeladores:** Nos congeladores o operador deverá manter a temperatura entre -30°C e -6°C ajustando o congelamento se assim a geladeira permitir esse ajuste.
 - 6.5.4. **Estufa e banho maria:** Em ambos os aparelhos serão mantidos a temperatura entre 35°C e 37°C, que serão calibrados a partir dos botões marcadores de ajuste de temperatura e estabilizados deverão ser marcados diariamente a temperatura diária na FR001.
 - 6.5.5. **Temperatura ambiente:** A temperatura ambiente deverá ser mantida na área técnica entre 20°C e 25°C podendo ser regulada através do ar condicionado se houver necessidade.
- 6.6. Outros itens podem ser observados para melhor rastreamento de eventuais problemas: As anotações anteriores para se certificar do início do "problema, verificar a necessidade de degelo, acondicionamento demasiado de materiais, necessidade de acionar a manutenção e oscilação na rede elétrica.
- 6.7. Para equipamentos que não possuam degelo automático, o degelo do refrigerador deve ser realizado a cada 3 meses e nos outros 6 meses caso não ocorra nenhum derramamento de materiais biológicos ou reagentes a ação deverá ser registrada e todo material armazenado do equipamento deve ser transferido para outro com mesma especificação ou utilizar um isopor com gelo reciclável e a temperatura deverá ficar entre 2°C e 8°C, após seu descongelamento a geladeira deverá ser limpa com hipoclorito 1% e após álcool 70% e logo depois da secagem ligar o equipamento na energia e esperar a estabilização da temperatura para acondicionar novamente os materiais biológicos e reagentes.
- 6.8. No final de cada mês, o coordenador do Laboratório deverá assinar todos os registros de temperatura para demonstrar ciência do preenchimento adequado dos registros. Qualquer irregularidade deve ser evidenciada e tratada. Ações imediatas de correção adotadas deverão estar registradas no verso do registro, de forma legível e com assinatura do responsável pela ação.

Instrução de Trabalho

Controle de Temperatura

Código:
ITS012

Versão:
3.0

Página:
3 de 3

6.9. Todos os termômetros deverão ser resetados logo após a leitura para que no dia seguinte o colaborador possa observar a nova temperatura registrada.

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR001 – Controle de Temperatura	Chefe dos Setores, profissionais da área técnica e Supervisão Garantia da Qualidade	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano para o arquivo ativo e 5 anos para o arquivo morto
FR002- Limpeza e manutenção de equipamento	Chefe dos Setores, profissionais da área técnica e Supervisão Garantia da Qualidade	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano para o arquivo ativo e 5 anos para o arquivo morto

8. ANEXOS:

8.1. Não se aplica