

MÊS/ ANO:																																
Equipamento (nº patrimônio):																																
Manutenção Quinzenal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Limpar equipamento por fora com pano umedecido c/ hipoclorito de sódio 1% em seguida apenas com água																																
Limpar por fora com álcool 70%																																
Realizar Limpeza Pesada (lavar cubetas)																																
Troca de água																																
Limpar câmara de esgoto																																
Limpar célula de fluxo																																
Manutenção Diária	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Remover poeira externa / quebra de tubo																																
Realizar Limpeza Leve																																
Reposição de nível de água																																
Limpar agulha de pipetagem																																
Limpar homogeneizador																																
Retirar esgoto																																
Responsável:																																

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 14/06/2020



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 14/06/2020

