

Limpeza e Manutenção de Microscópios

Código: FR022
Versão: 2.0
Página: 1 de 1

MÊS/ ANO:																															
Equipamento (nº patrimônio):																															
Manutenção Diária	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Regulagem da altura do ajuste do condensador																															
Verificação e remoção de poeira sobre oculares, lentes frontal do condensador e filtros																															
Limpeza rápida de manchas, resíduos e óleo de imersão residual da objetiva de 100x																															
Limpeza das oculares e objetivas com álcool isopropílico																															
Manutenção Semanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ajuste da Centralização e do diafragma de campo																															
Realizar geral do microscópio, externa e interna com álcool isopropílico																															
Responsável:																															

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 22/06/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 22/06/2026

