

Controle de Limpeza da Caixa de Transporte

Código: FR033
Versão: 2.0
Página: 1 de 1

MÊS/ ANO:																															
Centrifuga (nº patrimônio):																															
Manutenção Semanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpar caixa de transporte por dentro e por fora com pano umedecido c/ hipoclorito de sódio 1% em seguida apenas com água																															
Limpar por dentro e por fora com álcool 70%																															
Manutenção Diária	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Quebra de tubos, derramamento de material biológico (*)																															
Responsável:																															

* Caso ocorra quebra de tubos, relatar a quantidade, caso não ocorra inserir o número zero (0).

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 22/06/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 22/06/2026

