

Instrução de Trabalho

Descarte de Resíduos e Rejeitos Biológicos

Código:
ITS007
Versão:
3.0
Página:
1 de 3

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	02/06/2020	02/06/2021
1.0	12/12/2021	12/12/2022
2.0	12/06/2022	12/06/2023
2.0	12/06/2023	12/06/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer normas e medidas técnicas administrativas e normativas para descartar materiais biológicos e prevenir acidentes, preservando a saúde pública e o meio ambiente de resíduos e rejeitos contaminados, seguindo aos requisitos de regulamentações para Laboratório Clínico.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção
☒	Coleta

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde.
4.2. PQ015 – Biossegurança
4.3. PQ041 – Descarte de Material Biológico
4.4. FR081- Retirada de lixo hospitalar

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. N/A

6. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS:

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026

Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026

Instrução de Trabalho

Descarte de Resíduos e Rejeitos Biológicos

- 6.1. Todos os procedimentos descritos devem ser realizados adotando todos os requisitos de biossegurança e PGRSS (Programa de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde).
- 6.2. Os resíduos e rejeitos a serem considerados podem ser analisados da seguinte forma:
- 6.2.1. Frascos com sobras de fezes, sacolas contaminadas e frascos de urina tipo 1 e 24 horas enviados pelos clientes :** No setor de urinálise e parasitologia os frascos de fezes são descartados em lixo de material infectante em saco leitoso devidamente identificados, fechado e descartado em lixeira contêiner até o serviço de coleta de materiais contaminados fazer a retirada ;frascos de urina e sacolas deverão seguir o mesmo processo de descarte ou se houver como aproveitar os frascos descartar o restante do material no expurgo e colocar os frasco em solução de hipoclorito 1% até a lavagem no dia posterior.
- 6.2.2. Lâminas e lamínulas usados no exame de fezes, secreção vaginal, extensão hematológica e bacterioscopia :** Essas lâminas e lamínulas após a sua visualização e leitura em microscópio o operador deverá descartar esse material em recipiente com hipoclorito 1% deixando na solução 24 horas retirar a parte líquida da solução escorrendo no expurgo e logo em seguida após uma breve secagem em temperatura ambiente, acondicionar no lixo de vidraria localizado na área técnica (lixeira com saco cor amarela),para que se evite perfurações no interior do saco amarelo deverá ser colocado uma caixa de papelão para maior segurança dos operadores e pessoal da coleta seletiva. Logo que se detectar o seu enchimento lacrar amarrar e descartar para coleta seletiva.
- 6.2.3. Frascos contendo restos de escarro e esperma enviados por clientes:** Todos os frascos com restos de esperma e escarro deverão ser colocados junto com o lixo do setor de microbiologia onde deverão ser autoclavados e em seguida colocados em saco leitoso e descartado em contêiner de materiais contaminados.
- 6.2.4. Frascos com corantes e reagentes vencidos e o descarte de aparelhos ABX:** Frascos com reagentes e corantes vencidos deverão ser colocados em saco leitoso junto com materiais infectantes devidamente bem fechados para que não ocorra nenhum vazamento e descartado em contêiner, já os líquidos oriundos dos descartes de equipamentos deverão ser descartados no expurgo toda vez que se encontre cheia a sua capacidade máxima.
- 6.2.5. Tubos descartáveis em geral provenientes da coleta e tubos de vidro de análises para reuso:** Os tubos para sorologia e anticoagulantes descartáveis poderão ser autoclavados ou simplesmente colocados em saco leitoso de material infectante e colocados no contêiner de materiais contaminados.
- 6.2.6. Fitas reagentes, cassetes, ponteiras, discos de hemoglobina glicada e luvas de procedimento:** Esses materiais durante a rotina deverão ser dispensados em frascos de vidro localizados nas bancadas até o final da rotina e logo após dispensar todo o conteúdo dos frascos em lixeira de saco leitoso (lixo infectante) onde deverão ser fechados e realocado no contêiner de lixo contaminado, e as luvas deverão ser dispensadas logo após seu uso sempre que retirada em lixo de materiais infectantes e seguir o mesmo processo do restante dos materiais.
- 6.2.7. Seringas e agulhas provenientes da coleta sanguínea e algodão:** Materiais oriundos da coleta sanguínea seringas e agulhas deverão ser colocados em frascos de plástico resistente a perfurações ou descarpac (caixa de material perfurocortante), e o algodão contaminado descartado em lixeira de material infectante, onde após seu enchimento deverão ser colocados em contêiner de material contaminado até sua retirada.
- 6.2.8. Placas, tubos, swabs de análise microbiológica:** Materiais de análise microbiológica deverão ser colocados em lixeira com saco de autoclave resistente a altas temperaturas e logo seu enchimento, fechar o saco e encaminhar

Instrução de Trabalho

Descarte de Resíduos e Rejeitos Biológicos

Código:
ITS007
Versão:
3.0
Página:
3 de 3

para ser autoclavado, e após sua inativação colocar em saco leitoso (material infectante) e realocar em contêiner de materiais contaminados.

6.2.9. Papeis usados para secagem das mãos e embrulho de materiais: Os papeis de uso para lavagem das mãos deverão ser colocados em lixeira de papeis com saco de cor preta e logo após seu enchimento fechar e colocar para coleta seletiva, já os papeis de embrulho contaminados deverão ser colocados em saco leitoso junto com os materiais infectantes e seguir o mesmo processo de retirada de materiais contaminados acima descritos.

6.2.10. Todos os processos em que envolverem o hipoclorito a 1% deverá ser preparado 50% de hipoclorito e 50% de água para a imersão dos materiais.

7. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR081 – Retirada de Lixo Hospitalar	Chefe da Gestão da garantia da Qualidade	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano para o arquivo ativo e 5 anos para o arquivo morto

8. ANEXOS:

8.1. LT009 – Lista de armazenamento de amostras biológicas