

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	02/06/2020	02/06/2021
1.0	12/12/2021	12/12/2022
2.0	12/06/2022	12/06/2023
2.0	12/06/2023	12/06/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer normas e procedimentos para a realização do Controle Externo de Qualidade, assim como envio dos resultados, a avaliação dos mesmos e a implementação de ações necessárias caso um controle ou analito não seja aprovado, seguindo aos requisitos de regulamentações para Laboratório Clínico.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção
☒	Coleta

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
4.2. PQ002 – Exames
4.3. PQ010 – Controle externo da qualidade
4.4. PQ015 – Biossegurança
4.5. PQ018 – Ação corretiva
4.6. ITS009- Controle externo

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. CIQ – Controle interno de qualidade

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



- 5.2. CEQ – Controle externo de qualidade
- 5.3. PNCQ – Programa Nacional de Controle de Qualidade
- 5.4. AMC – Amostra Controle
- 5.5. CAL – Calibrador
- 5.6. DPO – Duplo Observador
- 5.7. CV – Coeficiente de Variação
- 5.8. DP – Desvio Padrão
- 5.9. NC – Não Conformidade

6. DESCRIÇÃO DE FUNCIONALIDADE:

- 6.1. O Controle Externo da Qualidade também conhecido como Ensaio de Proficiência é um processo estatístico utilizado para monitorar o desempenho da fase analítica do laboratório. Aliado ao controle interno, promove o conhecimento dos processos de análises garantindo a confiabilidade dos resultados. Corresponde a uma sistemática contínua e periódica, constituída por avaliações de resultados obtidos pelo laboratório na análise de materiais desconhecidos que simulam amostras obtidas de pacientes. Para ajudar a entender e avaliar os resultados é preciso conhecer os termos abaixo:
 - 6.1.1. CV= Coeficiente de variação: a razão entre o desvio padrão e a média expressa em porcentagem (exatidão)
 - 6.1.2. DP= Desvio padrão: uma estatística que quantifica a dispersão dos valores dentro de uma série específica de valores (precisão)
 - 6.1.3. Exatidão – proximidade da combinação entre o volume nominal e o volume médio, correspondente a um conjunto de medições. A diferença entre o valor obtido e o valor verdadeiro representa a inexatidão.
 - 6.1.4. Precisão (variância) - representa a repetitividade e a reprodutibilidade de várias medições sob controle. Normalmente é representada pelo desvio padrão e/ou pelo coeficiente de variação (que é o desvio padrão percentual). Quanto maior o desvio padrão, tanto maior a imprecisão e menor a precisão.
 - 6.1.5. A= Resultado aceitável conforme avaliação do PNCQ. Representa um resultado próximo ao ideal para o analito testado.
 - 6.1.6. B = Resultado bom conforme avaliação do PNCQ. Representa um resultado ideal para o analito testado.
 - 6.1.7. I= Resultado inaceitável conforme avaliação do PNCQ. Representa um resultado inadequado para o analito testado.
- 6.2. Controle alternativo da qualidade – processos para avaliação da acurácia de um sistema analítico para os quais não há disponibilidade de ensaios de proficiência. É realizado através de análises interlaboratoriais.

7. APLICAÇÃO E PROCEDIMENTOS:

7.1. Recebimento das amostras das rodadas

- 7.1.1. As amostras de controle externo são de origem humana, assim devem ser tratadas como amostras de pacientes potencialmente infectantes, portanto devem ser manuseadas utilizando os EPI necessários adotados usualmente, conforme as boas práticas de biossegurança descrito no PQ015 – Procedimentos da Qualidade em Biossegurança.
- 7.1.2. O colaborador que receber as amostras das rodadas mensais deve checar no recebimento a lista enviada pelo PNCQ e amostras recebidas.

7.1.3. Deve-se checar se as amostras foram recebidas nas condições de temperatura estabelecida na(s) bula(s) do(s) produto(s). Caso as mesmas não sejam recebidas nas condições especificadas ou caso sejam observadas qualquer irregularidade das mesmas, comunicar o coordenador do laboratório e este fará contato com a Central do PNCQ, relatando o ocorrido e aguardará orientações desta para processar as amostras. Registrar na Lista de verificação se as amostras recebidas estão adequadas para análise.

7.1.4. Conservar as amostras na temperatura estabelecida pelo PNCQ, conforme Instruções de uso que estão disponíveis na bula da rodada.

7.2. Processamento dos Controles Externos

7.2.1. Os controles externos devem ser tratados como amostras de paciente, assim processá-los nas mesmas condições, realizando análise e liberação como se fossem uma amostra de paciente.

7.2.2. Para controles recebidos liofilizados, ressuspender com água reagente conforme especificação contida nas instruções de uso que estão disponíveis na bula da rodada

7.2.3. Analisar os controles e liberar os resultados.

7.2.4. O colaborador que os analisar deve assinar os mapas de trabalho.

7.2.5. Após realização das dosagens da rodada, as amostras são congeladas e conservadas até o recebimento dos resultados da avaliação, pois pode ser necessária a repetição de testes para investigação de possíveis avaliações inadequadas.

7.3. Envio dos Resultados

7.3.1. Os resultados obtidos pelo laboratório são enviados para a análise estatística do PNCQ no prazo estabelecido por esta. A data de envio máximo é até o dia 5 do mês seguinte, independentemente da data de realização dos testes.

7.3.2. A cada rodada mensal, o coordenador do laboratório ou colaborador responsável pelo envio que possui a senha de acesso ao programa, digita então os resultados obtidos pelo laboratório no sistema on-line do PNCQ. Aguarda posteriormente o resultado da Avaliação.

7.4. Avaliação pelo PNCQ

7.4.1. A avaliação consiste em aplicar um tratamento estatístico nos resultados de cada rodada de cada participante do programa, analisar estes dados junto com o grupo assessor e definir parâmetros finais para cada ensaio avaliado. A PNCQ utiliza dois tipos de tratamento estatístico, um para resultados quantitativos e outro para os qualitativos. Em até uma semana após a data final de envio dos resultados, a PNCQ realiza a análise dos dados, elabora resumos estatísticos junto com o grupo assessor.

7.5. Avaliação Mensal

7.5.1. A cada mês o PNCQ disponibiliza de forma on-line os resultados das avaliações do Laboratório perante o grupo. Informa através da Internet que os relatórios e avaliações estão disponíveis. Os resultados são avaliados como B = Bom A= Aceitáveis e I= Inaceitáveis.

7.5.2. Além disso, o PNCQ disponibiliza um relatório especial separadamente do conjunto avaliado mensalmente que indica reincidências de testes inaceitáveis, facilitando o rastreamento de NC pelo laboratório avaliado.

7.6. Avaliação Anual- Grau de Desempenho

7.6.1. Ao longo do ano, a pontuação do laboratório (%A) é acumulada e reproduzida no "Relatório de Avaliação" e no "Acumulado geral". No final do ano, esta pontuação é comparada ao grau de desempenho mínimo (definido pela ANVISA/GGLAS) e apenas se atingido, constará no certificado de Proficiência.

7.6.2. Para a emissão do Certificado de Proficiência são considerados os resultados de doze meses do ano vigente e o Laboratório só conseguirá o certificado se demonstrar desempenho anual superior a 80% de Aceitabilidade.

7.7. Análise Crítica pelo Laboratório

7.7.1. Após disponibilização das avaliações pela PNCQ, o coordenador do laboratório ou colaborador responsável imprime os resultados das mesmas, e realiza com os colaboradores técnicos a análise crítica dos resultados.

7.7.2. Quando for detectado avaliação Inadequada de um ou mais analitos, preenche-se a FR013, analisando as causas e propondo ações corretivas para os resultados discordantes.

7.7.3. Aguarda-se a próxima avaliação e realiza-se a verificação das ações propostas e se foram eficazes. Se eficazes, fecha-se a análise se não eficazes, propõe novas ações corretivas e determina novo prazo de verificação.

7.8. Controle Externo Alternativo (Interlaboratorial)

7.8.1. Para os analitos não contemplados no controle Externo do PNCQ, o laboratório realiza o controle externo alternativo.

7.8.1.1. Consiste na análise das “amostras controle” em Laboratório de Apoio/Referência e no nosso laboratório.

7.8.1.2. Uma análise comparativa entre os resultados obtidos é realizada, para testes qualitativos e quantitativos, a aprovação dos resultados se dará por similaridade diagnóstica e para aquelas quantitativas deve-se considerar a metodologia utilizada e valores de referência praticados. A periodicidade de realização é mensal ou sempre que o coordenador do laboratório ou colaborador responsável julgar necessário.

8. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR013 - Resultados inaceitáveis do CEQ e providências	Supervisor da Área Técnica e Supervisor da Garantia da Qualidade	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR003 – Não conformidade	Supervisor da Área Técnica e Supervisor da Garantia da Qualidade	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR013- Resultados inaceitáveis do CEQ e providências	Supervisor da Área Técnica e Supervisor da Garantia da Qualidade	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto

9. ANEXOS:

9.1. Não se aplica